

Số: 575 /TM-BVTWTN

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 4 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện cho máy thở Cpap với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Theo một trong các cách sau:
 - Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Hoàng Thị Ngọc Lan – SĐT: 0904.207.555
 - Nhận trực tiếp tại: Bộ phận văn thư, Tổ sửa chữa - Phòng vật tư Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên
 - Nhận qua Email: Phongvattutwtntn@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 22 tháng 4 năm 2025 đến trước 16h ngày 2 tháng 5 năm 2025
 - Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá.
- Hồ sơ báo giá gồm các tài liệu sau:
 - Biên bản khảo sát tình trạng thiết bị y tế cần sửa chữa (nếu có)
 - Đăng ký kinh doanh, tài liệu chứng minh đủ điều kiện dịch vụ kinh doanh thiết bị y tế
 - Giấy xác nhận ủy quyền của nhà sản xuất hoặc đại lý được ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương (nếu có)
 - Hợp đồng, hóa đơn sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng các TBYT có tính chất tương đương (nếu có)

II. Nội dung yêu cầu báo giá

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ
1	Máy thở Cpap Model: The Cpap	Thay mới máy nén khí	4	Cái	Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên Số 479 – Đường Lương Ngọc Quyến – TP Thái Nguyên
		Thay mới dây dẫn oxy vào bộ trộn khí	2	Cái	
		Thay mới sensor chính	12	Cái	
		Thay mới nguồn đốt chai làm ấm	1	Cái	
		Thay mới bộ trộn khí	9	Cái	
		Thay mới dây dẫn từ máy nén khí lên bộ trộn	1	Cái	
		Thay mới dây đầu ra từ bộ trộn khí	5	Cái	
		Thay mới nguồn dây sensor	1	Cái	

		Thay mới cần giữ ống khí thở	2	Cái	
		Thay mới dây dẫn từ máy nén khí lên máy	1	Cái	
		Thay mới công tắc nguồn	1	Cái	
		Thay mới dây cắm nguồn	1	Cái	
		Thay mới dây khí oxy	1	Cái	
		Thay mới dây dẫn trộn khí oxy	1	Cái	
2	Máy thở Cpap Model: Pc1.65	Thay mới máy nén khí	1	Cái	
		Thay mới dây oxy vào bộ trộn	1	Cái	
		Thay mới cần giữ ống khí thở	1	Cái	

Xin trân trọng cảm ơn!



PHÓ GIÁM ĐỐC
BSCKII. ĐỒNG QUANG SƠN

